

# Nestlé Isosource Standard

## Nutrition entérale par sonde - 500ml - 12 flacons

08/10/2025 19:56:11



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 4610K               |
| <b>Prix HT</b>          | 40,28 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 48,74 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 3 en stock |

### Description

Nestlé Isosource Standard Enterale sondevoeding is een volledige, isocalorische sondevoeding (1,0 kcal/ml) met 16% eiwitten. Het is geschikt als enige voedingsbron en kan worden gebruikt bij patiënten vanaf 3 jaar die medische sondevoeding nodig hebben.

Belangrijkste kenmerken:

- Isocalorisch en glutenvrij
- Eiwitrijk voor herstel en onderhoud
- UHT gesteriliseerd en verpakt onder beschermende atmosfeer
- Geschikt voor medisch gebruik bij ondervoeding

Gebruik en bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Bewaren op een koele, droge plaats. Na opening, gebruik binnen 24 uur
- Dosering: 1500-2000 ml per dag als enige voedingsbron of  $\pm$ 500 ml als bijvoeding volgens medische aanbeveling