



Numéro d'article	140008
Prix HT	17,23 €
Prix TTC	20,85 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Pochette amovible/pochette pour les sacs [Etretat](#) et [Madrague](#), De Boissy Pochette amovible compatible avec les 3 tailles de sacs.

Caractéristiques

- Fabriqué en polyester recyclé, certifié GRS
- Motif "jungle" coloré ou motif noir et blanc
- Toutes ces pochettes sont interchangeables et compatibles avec les 3 tailles de sacs des 2 séries
- Elles se fixent à l'aide d'un système d'attache breveté et inviolable MOLLE (inventé pour l'armée américaine : MOdular, Lightweight, Loadbearing, Equipment). Ce système ingénieux et pratique est bien connu des pompiers puisqu'on le retrouve sur les sacs de secours.
- Dimensions L x H x P : 26 x 12 x 1 à 3 cm

- Poids : 0,07 kg
- Juste la pochette (pas le sac complet) Cliquez ici si pour les sac [rouge](#) et ici pour [gris](#).