



Numéro d'article	150322
Prix HT	78,86 €
Prix TTC	95,42 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Le rehausseur de toilettes avec accoudoirs est un rehausseur de toilettes vissé.

Caractéristiques de réhausseur de toilettes :

- Le rehausseur de toilettes est toujours réglable individuellement sans outils.
- Réglable à trois hauteurs de siège différentes, pour créer des toilettes surélevées sur mesure (60 mm, 100 mm, 150 mm).
- Réglable selon trois angles différents, incliné vers l'avant pour faciliter la position assise et debout.
- Le rehausseur de toilettes est doté de deux accoudoirs ergonomiques pliables pour un soutien supplémentaire en position assise et debout.
- Le siège de l'élévateur de toilettes peut être replié dans toutes les positions et est facile à nettoyer.

Les accoudoirs pliables et ergonomiques offrent un soutien supplémentaire en position assise et debout. Si nécessaire, un seul accoudoir peut être monté. Grâce aux vis de fixation rapide, le rehausseur de toilettes peut être fixé aux toilettes en un rien de temps. La durabilité de ce produit est garantie par les boulons de fixation en acier inoxydable et les accoudoirs à revêtement en poudre, qui empêchent la corrosion. Le rehausseur de toilettes pèse 5 kg et convient aux utilisateurs pesant jusqu'à 120 kg.

Afbeeldingen

