



Numéro d'article	140602VIJG
Prix HT	62,74 €
Prix TTC	75,92 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Description

Sac de vélo multifonctionnel/ Mallette pour votre porte-bagage – Contenu: 18 Litre – 44/45 x 17/18 x 31 cm

Plus besoin de conduire et de chercher une place de parking en ville, prenez maintenant le vélo avec ces sacoches de vélo pratiques.

Le malette est un sac de vélo à la mode avec une matière hydrofuge, un imprimé floral, une fermeture éclair et des détails réfléchissants.

Sac à velo avec bandoulière élégant

Ce malette est un sac de vélo à la mode avec une matière hydrofuge, un imprimé

bohème, une fermeture éclair et des détails réfléchissants. Ce Sac à vélo avec bandoulière est un sac à vélo élégant, mais également facile à utiliser. Il a un contenu de 18 litre et un imprimé bohème ce qui rend ce sac particulièrement convenable pour des vélos pour femmes. Le sac à vélo avec bandoulière est disponible sans bac d'intérieur, le bac d'intérieur est mentionné séparément. Vous pouvez trouver le bac d'intérieur avec référence 140083.

Doublure intérieure et une poche à glissière

Le sac a un robuste sac doublure intérieure et une poche à glissière. Le polyester hydrofuge garde le contenu du sac sec dans une petite pluie. De plus, vous recevrez une housse de pluie incluse avec votre achat, afin que le sac avec son contenu reste sec. Les éléments réfléchissants hydrofuge vous donnent plus visibilité dans la noir. Ce mallette est disponible en 2 couleurs: bleu et rouge.

Sac amovible

Grâce à la système Hook-On/Of, le sac convient aux plusieurs portes-bageges (y compris e-bikes) et vous pouvez facilement monter. Ce système est joliment dissimulé à l'aide d'une poche à glissière séparée. Le sac a deux poignées et une bandoulière détachable vous permettant d'utiliser le sac comme sac à bandoulière, à main ou à vélo.

Caractéristiques:

- Modèle : Sac arrière
- Double ou simple : Simple
- Convenable pour: Vélo électrique, vélo de ville, vélo de randonnée
- Activité : Messages, Sortir, Médical, Vivre/travailler
- Matériau : Plastique
- Couleur: Bleu ou Vert
- Système: Hook-On
- Peut également être utilisé comme sac à bandoulière
- Application: Porte-bagages
- Fermeture du compartiment principal: Fermeture éclair
- Compartiment(s) avant: Oui
- Poche(s) latérale(s) : Oui
- Étanchéité : Protection contre les éclaboussures
- Possibilité de sangles à dégagement rapide : Oui
- Amovible: Oui
- Poignée: Oui
- Capacité de charge : Max. 5 kg
- Garanti: 2 ans
- Compartiment intérieur : Oui