



Sac à dos médical convertible EIFFEL, De Boissy couleur: gris - 30 x 45 x 15/19 cm

08/10/2025 10:39:25



Numéro d'article	140002
Prix HT	129,00 €
Prix TTC	156,09 €
Stock	en stock

Description

Le sac à dos médical convertible EIFFEL, De Boissy peut être porté comme un sac à dos, à la main ou encore à l'épaule! D'un gris chiné, le tissu polyester est résistant, durable, déperlant et donc lavable, il est accompagné d'une bande réfléchissante pour la sécurité, et de glissières YKK® pour leur qualité. - Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules - Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel (de 15cm à 19cm) - Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents - Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui

permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc... - Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique - Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porté qui convient le mieux

Caractéristique

- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm - Poids : 2,1 kg - Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres

Afbeeldingen

