



Numéro d'article	190181
Prix HT	80,11 €
Prix TTC	96,93 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Des sacs de couchage pour les personnes qui ne peuvent pas quitter le lit par elles-mêmes. Le sac de couchage est également utilisé pour les personnes qui présentent un comportement de cueillette et/ou de lubrification ou pour éviter que les patients ne soient exposés. Une grande attention a été accordée à la facilité de changement des personnes. Sac de couchage en stretch bleu foncé sans manches. Il y a une fermeture à pression sur les épaules. La fermeture éclair va d'un emmanchure à l'autre extrémité du pied. Taille unique disponible en stock.

Instructions de lavage des textiles (qualité 1010)

1. Laver séparément à 60°C avec peu de détergent.
2. N'utilisez pas d'adoucissant pour le rinçage.
3. Sécher très brièvement à basse température dans le séchoir ou simplement sécher.
Ne pas faire sécher en même temps que les textiles qui retiennent l'humidité (comme le coton, ...).