



Numéro d'article	140004
Prix HT	64,84 €
Prix TTC	78,46 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Mini Sac médical EIFFEL, De Boissy

La version mini du Sac Médical EIFFEL Chic et simple à la fois, le mini sac EIFFEL rappelle la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins. Grâce à son ouverture bidirectionnelle et ses multiples poches/compartiments, il permet de ranger et d'atteindre facilement tout le matériel de soin et les instruments de diagnostic dont les professionnels de santé ont besoin. D'un gris chiné, le tissu polyester est résistant, durable, déperlant et donc lavable, il est accompagné d'une bande réfléchissante pour la sécurité, et de glissières YKK® pour leur qualité.

Caractéristique

- Un espace principal qui comprend 6 poches et 1 séparateur amovibles velcro. La grande ouverture à zip bidirectionnel donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin
- Une poche ventrale (31x15cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Il y a également quatre petites poches externes zippées et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 0,95 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Afbeeldingen

