



Numéro d'article	140600BL
Prix HT	60,56 €
Prix TTC	73,28 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Sac de vélo multifonctionnel/ Mallette pour votre guidon - Contenu: 8 Litre - 32 x 12 x 23 cm Plus besoin de conduire et de chercher une place de parking en ville, prenez maintenant le vélo avec ces sacoche de vélo pratiques.

Sac à main, à bandoulière et mallette élégant en un

Ce sac de vélo est un élégant sac à main, à bandoulière et mallette en un, avec un imprimé élégant. Ce sac de vélo est idéal pour le travail et le privé. Une promenade à vélo jusqu'à la terrasse en ville ou pour votre visite à domicile à vos patients.

Doublure intérieure et une poche à glissière

Le sac a un robuste sac doublure intérieure et une poche à glissière avec un contenu de 8 Litre. Assez d'espace pour vos besoins quotidiens ou le stockage de votre matériel médical. Le polyester hydrofuge garde le contenu du sac sec dans une petite pluie. Les détails en imitation cuir créent un look très tendance. Grâce à sa bandoulière détachable, le sac peut également être porté en bandoulière.

Amovible

Le sac de soins est facile à retirer ou à fixer au guidon grâce au système klickfix. Cela est dû à la plaque d'adaptation KF prémontée sur le sac. Le système de fixation Klickfix (non inclus) se fixe sur le guidon de votre vélo. Le support s'adapte également à la plupart des vélos de ville, qu'il s'agisse de vélos pour femmes ou pour hommes. [Cliquez ici pour commander le système de fixation Klickfix correspondant à cette sac](#)

Caractéristiques

- Modèle : Sac pour le guidon
- Double ou simple : Simple
- Convenable pour: Vélo électrique, vélo de ville, vélo de randonnée
- Activité : Messages, Sortir, Médical, Vivre/travailler
- Matériau : Plastique
- Couleur: Bleu ou Vert
- Système: Klickfix
- Application: guidon
- Fermeture du compartiment principal: Fermeture éclair
- Étanchéité : Protection contre les éclaboussures
- Possibilité de sangles à dégagement rapide : Oui
- Amovible: Oui
- Poignée: Oui
- Capacité de charge : Max. 5 kg
- Garanti: 2 ans
- Compartiment intérieur : Oui