



Numéro d'article	140520
Prix HT	175,12 €
Prix TTC	211,90 €
Stock	sur commande

Description

La sacoche médicale de Stockholm est une pochette hautement personnalisable conçue pour un médecin généraliste lors de visites à domicile ou pour les infirmières. Le sac offre de nombreuses caractéristiques fonctionnelles qui vous aideront à organiser votre équipement médical et administratif dans un ensemble compact et durable.

- Pochette avant pour les documents et le presse-papiers.
- Pochette d'organisation à l'intérieur.
- Sangles de sac à dos cachées.
- Sangle de chariot (voir réf.140522, peut être utilisée en combinaison)
- Un ordinateur portable peut être rangé dans le grand rabat extérieur.
- 2 poches pour les instruments.
- Compartiment principal avec 4 poches amovibles avec fenêtre transparente.

- Poignée ergonomique rembourrée.
- Fermeture éclair pour cadenas.
- Porte-ampoule isotherme avec 38 élastiques de différentes tailles.
- Grande poche plate pour les documents.

Spécifications techniques

- Dimensions: 40 x 30 x 17cm
- Capacité: 20,40 L
- Poids: 2,60 kg.
- Matériau: Polyester
- Lavable.
- Couleur: noir
- Poids maximum du contenu recommandé: 5 kg.

Afbeeldingen

