



Numéro d'article	410450
Prix HT	41,52 €
Prix TTC	50,24 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

L'armoire de premiers secours vide en métal verrouillable est une armoire de premiers secours robuste et peut être fixée au mur à l'aide de vis traversant la paroi arrière interne de l'armoire. Il est équipé d'une serrure à clé sur le devant et est livré avec deux clés. L'armoire elle-même comporte deux étagères internes pour faciliter la séparation et la visualisation des fournitures. Cette armoire est très appréciée des clients qui souhaitent stocker à la fois les premiers soins et les médicaments standard.