



Bande de fixation cohésive HEKA Haft - 6cm x 20m - par pièce

08/10/2025 15:47:16

Numéro d'article	3298
Prix HT	5,04 €
Prix TTC	6,10 €
Stock	en stock

Description

La Bande de fixation cohésive HEKA Haft est conçue pour assurer une fixation ferme et sûre, sans déplacement ni relâchement. Elle est donc idéale pour tous ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour les articulations et les muscles. Autocollante et facile La conception autocollante unique de l'adhésif HEKA Haft garantit qu'aucune fixation supplémentaire n'est nécessaire. Par conséquent, le windel peut être appliqué rapidement et facilement, sans tracas. De plus, il est respirant et confortable, même en cas d'utilisation prolongée. Pourquoi choisir l'adhésif HEKA Haft ?

- Tenue forte et fiable
- Facile à appliquer grâce à l'effet auto-adhésif
- Respirant et confortable, même en cas d'utilisation prolongée

Caractéristiques du produit

- Taille : choisissez la taille souhaitée
- Matériau : 100 % coton
- Avec couche adhésive
- Doux pour la peau et sans latex