



Compresse NAD absorbante non adhérente avec film perforé 10 x 10 cm - 100 pièces

08/10/2025 10:40:41



Numéro d'article	020041
Prix HT	19,22 €
Prix TTC	23,26 €
Stock	en stock

Description

Un pansement absorbant et non adhérent est utilisé pour couvrir les plaies modérément exsudatives.

Le pansement est enduit sur les deux faces d'une couche spéciale, ce qui réduit le risque d'adhérence à la plaie.

Cela signifie qu'il importe peu quel côté est appliqué sur la plaie. Grâce à cette propriété, la cicatrisation de la plaie est à peine perturbée et les changements de pansements sont faciles et pratiquement indolores. Ces pansements se fixent facilement à l'aide d'un vent de fixation ou d'une suture ou d'un sparadrap de fixation.