

Compresse NAD absorbante non adhérente avec film perforé - 7.5 x 7.5 cm - 100 pièces

08/10/2025 15:47:39



Numéro d'article	020042
Prix HT	15,76 €
Prix TTC	19,07 €
Stock	en stock

Description

Un pansement absorbant et non adhérent est utilisé pour couvrir les plaies modérément exsudatives.

Le pansement est enduit sur les deux faces d'une couche spéciale, ce qui réduit le risque d'adhérence à la plaie.

Cela signifie qu'il importe peu quel côté est appliqué sur la plaie. Grâce à cette propriété, la cicatrisation de la plaie est à peine perturbée et les changements de pansements sont faciles et pratiquement indolores. Ces pansements se fixent facilement à l'aide d'un vent de fixation ou d'une suture ou d'un sparadrap de fixation.