

Compresse non tissée SELEFA - NS - 4 plis - 5 x 5cm - 100 pièces

08/10/2025 15:41:30



Numéro d'article	0210151
Prix HT	0,84 €
Prix TTC	1,02 €
Stock	en stock

Description

La compresse non tissée est utilisée pour nettoyer la plaie et la peau environnante. Il sert également de couverture pour les plaies sèches ou légèrement hydratantes. Il est doux et souple, ce qui le rend confortable.

La capacité d'absorption est élevé et le taux d'absorption est bon.

Comme l'humidité absorbée est rapidement absorbée dans le noyau, le pansement non tissé adhère moins rapidement à la plaie. En conséquence, la cicatrisation est à peine perturbée. La compresse NW est donc préférable à une compresse de gaze lorsqu'il s'agit de couvrir des plaies hydratantes. Le pansement peut être fixé avec un adhésif, un pansement de fixation ou un bandage.