



Numéro d'article	0304401
Prix HT	0,96 €
Prix TTC	1,16 €
Stock	en stock

Description

Cosi Haft est un bande de fixation élastique cohésif.

Les enroulements servent à fixer les bandages absorbants ainsi qu'au post-traitement des désarticulations.

Ils sont doux pour la peau et respirants. Comme ils ne glissent pas, ils sont excellents pour capturer les bandages sur de nombreuses parties mobiles du corps. Le poignet élastique et cohésif peut être facilement stérilisé au gaz ou en autoclave (120°C).

Composition :

- 73 % Coton
- 27% Polyamide + latex induction induction Elasticité : env. 100%.