



Numéro d'article	31001
Prix HT	209,07 €
Prix TTC	252,97 €
Stock	sur commande

Description

CPR-D-padz avec retour d'information sur la RCP pour AED Plus, le tampon d'électrodes du DEZ complet de ZOLL, est une électrode d'une seule pièce pré-connectée avec un retour d'information sur l'aide à la réanimation cardio-pulmonaire. Avec les DEA ordinaires, le secouriste doit utiliser deux électrodes séparées. En utilisant le positionnement de la main en RCP comme point de référence, le CPR-D-padz peut être appliqué à la victime rapidement et facilement. Le CPR-D-padz a également une durée de vie de cinq ans : la plus longue durée de conservation de toutes les électrodes de défibrillateur vendues aujourd'hui.

Une aide réelle pour la RCP

Lors d'une RCP, il n'est pas rare que les compressions ne soient pas effectuées correctement en termes de rythme et de profondeur. Les victimes adultes ont besoin d'au moins 100 compressions par minute et d'une profondeur d'au moins 5 cm. Les

compressions doivent être effectuées correctement pour que le sang et l'oxygène soient délivrés efficacement. Le ZOLL AED Plus convertit instantanément les données de compression du CPR-D padz et fournit un métronome adaptatif qui aide le secouriste à maintenir le rythme et la profondeur corrects, avec des messages tels que "Appuyez plus fort" ou "Bonnes compressions". La profondeur de compression de la RCP est également indiquée sur l'écran d'affichage. L'AED Plus de ZOLL est le seul DEA qui aide le secouriste à maintenir le rythme et la profondeur des compressions thoraciques pendant la RCP. Aucun autre DEA ne possède cette fonction.

Tout ce dont vous avez besoin pour une RCP réussie

Le coussin CPR-D est livré avec un masque respiratoire, des ciseaux, des gants jetables, un rasoir médical, une serviette et un chiffon humide.