

Curette dermatologique KAI - Stérile - 7mm de diamètre - 20 pièces

08/10/2025 15:50:28



Numéro d'article	1328
Prix HT	53,96 €
Prix TTC	65,29 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Curette dermatologique KAI - Stérile - 20 pièces C'est un dispositif médical spécialement conçu pour l'élimination sûre et efficace de diverses anomalies cutanées. Cet instrument est principalement utilisé pour traiter les verrues, les petits furoncles, les naevi et les kystes. Grâce à sa conception bien pensée et à ses matériaux de haute qualité, la curette cutanée convient parfaitement à des procédures précises et hygiéniques. Domaines d'application :

- Chirurgie
- Dermatologie
- Podologie

Spécifications :

- Usage unique

- Lame à coupe circulaire et tranchante comme un rasoir
- Fabriquée en acier inoxydable
- Poignée assurant une bonne prise en main
- Emballé dans un environnement stérile

Différents diamètres :

- 4mm
- 7mm