



DAE Samaritan PAD 360P - automatique - avec trousse de rangement + ARMOIRE EN METAL AVEC ALARME GRATUIT + SET DE 5 AUTOCOLLANTS + SET DE REANIMATION

08/10/2025 10:38:29



Numéro d'article	131080
Prix HT	1473,10 €
Prix TTC	1782,45 €
Stock	sur commande

Description

Le Samaritan PAD 360P est tout spécialement conçu pour une utilisation par des non-professionnels. Idéal pour un usage domestique, en entreprise, dans les lieux publics ou dans les clubs de sport.

+ Armoire en metal avec alarme

- L'alarme est activée à l'ouverture du coffret et s'arrête dès que la porte se referme.
- Alimentation grâce à trois piles livrées avec le coffret.
- Dimensions largeur x hauteur x profondeur : 38 x 38 x 20 cm
- couleur disponible: vert ou blanc
- C'est un coffre offrant sécurité, visibilité et esthétisme.

+ Set de 5 autocollants

p.e. Site équipé d'un DAE : 100 mm x 290 mm « Site équipé d'un DAE », à coller à l'intérieur d'une vitre : 100 mm x 290 mm

+ set de reanimation

- Masque AMBU
- Rasoir
- Tissu micro-fibre
- Ciseaux
- Couverture de sauvetage

DAE Samaritan PAD 360P

- Garanti 10 ans
- robuste
- léger
- compact
- ce défibrillateur répond à des normes de qualité très strictes. Il vous guide pendant toutes les opérations et vous aide à la réalisation du massage cardiaque grâce à son métronome intégré.

Avantages du Samaritan PAD

- Produit européen, garantie fabricant 10 ans
- Forte étanchéité (IP56). Egalement adapté aux sports aquatiques et aux activités en plein air
- Très compact et léger (1,1 kg), facile à transporter
- Conforme à toutes les directives européennes en matière de DAE; possibilité de mettre à jour le logiciel avec le câble USB (livré séparément)
- Possibilité d'installer des électrodes enfants

- Niveau d'énergie croissant: 150J, 150J et 200J pour les chocs suivants
- Instructions visuelles et vocales en français, utilisable dans l'obscurité
- Effectue des auto-tests automatiquement
- Métronome pour rythmer la réanimation
- Boîtier solide, résistant à la poussière et à l'humidité conformément à la norme IP56
- Electrodes prêtes à l'emploi et rapidement remplaçables

Facile à utiliser et d'un prix abordable

Les électrodes et la batterie du Samaritan PAD sont emballées dans une cassette: le PadPak. Il s'installe et se remplace d'un simple geste. Pas de soucis avec des électrodes et une batterie séparées, tout à été pensé pour faciliter son entretien: un seul consommable doit être remplacé tous les 4 ans (4 ans d'autonomie). Le Samaritan PAD est également l'un des DAE le moins cher à utiliser en termes de coûts de consommables. Tous les 4 ans ou après utilisation, la batterie/les électrodes (pack de coussinets) doivent être remplacées. Ils sont disponibles pour [les adultes](#) ou [pour les enfants](#). Vous pouvez facilement les remplacer vous-même si nécessaire.

Afbeeldingen

