

<b>Numéro d'article</b>	0906541
<b>Prix HT</b>	3,37 €
<b>Prix TTC</b>	4,08 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Suture Dermalon 19mm - 3/0 - 45cm

**Les sutures chirurgicales Dermalon sont des sutures stériles, inertes et non résorbables.**

Ces sutures sont faites de longues chaînes de polymères aliphatiques de nylon 6 et de nylon 6.6. Les sutures en nylon Dermalon sont utilisées pour approcher les tissus mous et les ligatures. Ces sutures sont utilisées en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et en neurologie.

### Propriétés des sutures de Dermalon:

- Stérile
- Flexible
- Facile à tanner et à nouer
- Non résorbable

### Spécifications de la suture Dermalon:

- Longueur de l'aiguille: 19 mm
- Epaisseur du fil: 3/0
- Longueur du fil: 45 cm
- Couleur: bleu
- Contenu: 1 pièce