



<b>Numéro d'article</b>	020505
<b>Prix HT</b>	1,52 €
<b>Prix TTC</b>	1,84 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Ecouvillons - Double embout - 100 pièces Utilisation polyvalente Ces bâtonnets-tiges sont dotés d'un embout en coton aux deux extrémités, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications médicales et hygiéniques, telles que le prélèvement d'échantillons ou le nettoyage. Stérilisés pour la sécurité des patients Les bâtonnets sont stérilisés avant d'être emballés, ce qui réduit la prolifération des germes et renforce la sécurité des patients. Ils conviennent donc parfaitement aux environnements médicaux où l'hygiène est cruciale. Conditionnement et quantité Les bâtonnets d'écouvillonnage sont fournis dans un sachet de 100 pièces, ce qui garantit une quantité suffisante pour une utilisation quotidienne dans les établissements de santé, les cliniques et les hôpitaux.

# Afbeeldingen

---

