



Ethilon 5-0 - 45cm - Noir - Avec aiguille de 19mm et 3/8C - par pièce

08/10/2025 21:58:03



Numéro d'article	09651
Prix HT	2,69 €
Prix TTC	3,25 €
Stock	en stock

Description

Suture Dermalon 19mm - 5/0 - 45cm

Les sutures chirurgicales Dermalon sont des sutures stériles, inertes et non résorbables.

Ces sutures sont faites de longues chaînes de polymères aliphatiques de nylon 6 et de nylon 6.6. Les sutures en nylon Dermalon sont utilisées pour approcher les tissus mous et les ligatures. Ces sutures sont utilisées en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et en neurologie.

Propriétés des sutures de Dermalon:

- Stérile
- Flexible

- Facile à utiliser et à attacher
- Non résorbable

Spécification de la suture de Dermalon:

- Longueur de l'aiguille: 19 mm
- Epaisseur du fil: 5/0
- Longueur du fil: 45 cm
- Couleur: bleu
- Contenu: 1 pièce