



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 040697   |
| Prix HT          | 16,25 €  |
| Prix TTC         | 19,66 €  |
| Stock            | en stock |

## Description

Le pansement transparent stérile avec compresse absorbant d' Evercare est un pansement stérile pour le traitement et l'absorption des plaies chirurgicales.

**Le pansement transparent Evercare est constitué d'une couche de film polyuréthane imperméable.**

La compresse absorbant comporte une couche de contact non adhérente. Le compresse permet de maintenir un équilibre hydrique idéal dans la plaie tout en la protégeant de la poussière, des bactéries et des fluides externes. Il peut être utilisé pour les plaies primaires et secondaires dans les phases inflammatoires et prolifératives. Pour éliminer les résidus d'adhésif sans douleur et en toute sécurité, nous vous recommandons notre [spray dissolvant pour adhésif](#).

## Conseils d'application

- Nettoyez la plaie et la peau.
- Retirez les feuilles de support et placez le pansement transparent de manière aseptique, le tampon étant centré sur la plaie.
- Retirez le pansement transparent en étirant la couche de film à l'extrémité.

## Caractéristiques de pansement transparent

- Le pansement est perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Le pansement peut être appliqué facilement sur les zones coniques et arrondies du corps du patient.
- La transparence du pansement permet d'inspecter la zone de la plaie sans retirer le compresse.

## Ligne de produits Evercare

Cette gamme de produits comprend des alternatives de haute qualité aux matériaux traditionnels à un prix plus abordable. Les produits Evercare répondent aux normes CE, EO, EN et aux directives strictes des exigences de qualité ISO. Tous les produits Evercare sont soumis à un processus de contrôle de qualité approfondi. Cela comprend une inspection régulière des installations de production ainsi que des tests aléatoires.