



Film enroulé transparent EVERCARE - 6 x 7cm - 50 pièces

08/10/2025 20:40:58



Numéro d'article	040694
Prix HT	16,48 €
Prix TTC	19,94 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Les pansements des plaies transparent Evercare sont de qualité excellente. Deux tailles sont disponibles et sont fournies par boîte.

Pansement de plaie transparent Evercare 2 tailles

Ce film stérile pour plaies est constitué d'une couche de film polyuréthane imperméable. L'enduit permet de maintenir un équilibre idéal de l'humidité tout en protégeant contre la poussière, les bactéries et les liquides extérieurs. Il peut être utilisé comme matériau de fixation pour les pansements, les compresses et/ou les canules. Ainsi qu'un pansement primaire pour les plaies propres et sèches. Peut être utilisé pour les plaies primaires et secondaires en phase inflammatoire et proliférative.

Disponible en 2 tailles différentes :

- 6 cm x 7 cm (50 pièces / boîte)
- 10 cm x 12 cm (25 pièces / boîte)

Conseils d'utilisation

Nettoyez la plaie et la peau. Retirez les feuilles de protection et placez le film de la plaie de manière aseptique. Retirez le pansement en étirant le matériau non tissé à l'extrémité. En outre, Deforce Medical fournit toutes sortes de [nettoyants pour plaies](#) afin de garantir les meilleurs soins possibles.

Ligne de produits Evercare

Cette gamme de produits comprend des alternatives de haute qualité aux matériaux traditionnels à un prix plus abordable. Les produits Evercare sont conformes aux normes CE, EO, EN et aux directives strictes des exigences de qualité ISO. Tous les produits Evercare sont soumis à un processus de contrôle de qualité approfondi. Cela comprend une inspection régulière des installations de production ainsi que des tests aléatoires.