



Numéro d'article	P00002
Prix HT	109,44 €
Prix TTC	132,42 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Matériau

Le gobelet en PVC est fabriqué en plastique non toxique de haute qualité, spécialement conçu pour des applications médicales. Le matériau garantit la solidité du gobelet, tout en restant léger pour une utilisation aisée. La conception transparente permet d'inspecter facilement le contenu, ce qui est essentiel dans les situations où une évaluation précise de l'échantillon est nécessaire.

Applications

Ce gobelet en plastique convient à diverses applications médicales. Il peut être utilisé pour collecter et stocker divers échantillons médicaux. En outre, il est également idéal pour les procédures médicales où les outils stériles sont d'une grande importance.

Emballage

Les gobelets sont fournis dans un emballage de 240, chacun ayant une capacité de 120

ml.