



<b>Numéro d'article</b>	3319
<b>Prix HT</b>	1,85 €
<b>Prix TTC</b>	2,24 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Le Heka Finger Bob est un bandage en forme de tube destiné à protéger le doigt ou à maintenir un plâtre en place. Grâce à sa grande élasticité, le bandage s'adapte à toutes les tailles de doigts. Sa couleur bleue lui permet également d'être utilisé dans le secteur alimentaire.

Finger bob : souple et rapide à appliquer

En cas de blessure au doigt, il est important de bien protéger la plaie. Le bob de doigt est prêt à l'emploi et donc facile à appliquer sur un sparadrap ou une compresse. En quelques instants, il est enroulé sur le doigt qui est alors entièrement recouvert. En résumé, il s'agit d'un bandage enroulé pratique en tissu élastique, taillé sur mesure pour le doigt, qui fixe un sparadrap de manière optimale. Grâce à son élasticité, le sparadrap

reste bien fixé toute la journée, même si vous travaillez intensément avec vos mains.  
Comment utiliser le Finger Bob ?

- Déroulez l'anneau inférieur du pansement sur le doigt.
- Tournez la partie supérieure de 360°.
- Dérouler le deuxième anneau sur la première couche.

## Afbeeldingen

---

