



Numéro d'article	074973
Prix HT	10,37 €
Prix TTC	12,55 €
Stock	en stock

Description

Caractéristiques du bandage tubulaire élastique en viscose HekaFast

Le HEKA fast multistretch est un bandage tubulaire élastique sans couture, sans latex, composé de 92 % viscose, 5 % élasthanne et 3 % polyamide. Peut être coupé à la taille et étiré pour un ajustement uniforme. Ce bandage tubulaire est utilisé pour fixer des coussinets ou des bandages.

Applications d'un bandage tubulaire sans couture

Un bandage tubulaire sans couture est utilisé pour la fixation des coussinets ou des bandages. Cela peut également être utilisé pour la fixation des sacs de jambe, la protection de la peau et des vêtements et pour la technique Wet Wrap. Le Heka fast avec la ligne bleue convient aux petites parties du corps.

Application en thérapie compressive

Un bandage tubulaire sans couture est d'abord appliqué en thérapie de compression pour protéger la peau des bandages compressifs. Ce pansement, avec une forte élasticité en longueur et en largeur, est facile à appliquer et à couper à la taille souhaitée sans s'effiloche. Ensuite, [la ouate synthétique](#) est appliquée sur un rouleau = rembourrage. En rembourrant avec du coton synthétique (remplissage des cavités), vous donnez une forme uniforme à la jambe afin que la pression soit répartie de manière optimale sur la jambe. Les bandages compressifs peuvent ensuite être appliqués.

Application avec matériel de pansement

Bandage tubulaire sans couture, avec une forte élasticité longitudinale et latérale. Facile à appliquer sans fixation supplémentaire; peut être coupé à n'importe quelle longueur désirée sans s'effiloche; s'adapte parfaitement sans plis; ne se détache pas grâce à la surface fermée, même sous contrainte mécanique; protection fiable des plaies ou de la peau sensible; bonne absorption et circulation de l'air, disponible en rouleaux et prêt à l'emploi. Convient également comme sous-couche de protection pour les moulages en plâtre.

Caractéristiques:

- Tricot circulaire sans couture
- Très doux pour la peau
- 4 mètres de long
- Par rouleau emballé dans une boîte en carton
- Peut être coupé en taille
- Ne s'effiloche pas
- Multi-étirement
- Sans latex