



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 040612   |
| Prix HT          | 7,32 €   |
| Prix TTC         | 8,86 €   |
| Stock            | en stock |

## Description

Hypafix est un enduit adhésif non tissé auto-adhésif poreux pour la fixation des bandages.

**Hypafix s'adapte parfaitement à toutes les formes corporelles.**

Hypafix est extensible en largeur afin que le plâtre adhésif s'adapte parfaitement à toutes les formes corporelles. Idéal pour les courbes du corps et les articulations. Hypafix est utilisé pour recouvrir complètement les pansements tels que les pansements postopératoires, les pansements en gaze et les bandages absorbants, ainsi que pour la fixation des cathéters et des sondes.

**Hypafix est hypoallergénique et sans latex.**

Il s'agit d'un plâtre adhésif en rouleau. Le pansement adhésif est doux pour la peau et ne contient pas de latex. La masse adhésive de l'Hypafix est à base d'acrylique.

# Propriétés de l'enduit adhésif de fixation Hypafix

- doux pour la peau
- extensible en largeur
- idéal pour la fixation sur les courbes du corps et les parties mobiles du corps
- indolore détachable