



| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 020481 |
| Prix HT | 5,55 € |
| Prix TTC | 6,72 € |
| Stock | en stock |

Description

Jelonet est fait de gaze à mailles larges spécialement tissée, imprégnée de paraffine blanche. Les fils sont tressés ensemble pour qu'ils ne s'effilochent pas.

Caractéristiques

- Excellente tolérance cutanée
- N'adhère pas à la plaie
- Pas de risque de macération

Chaque pièce est stérile dans un emballage peel-apart, muni d'un insert pour promouvoir une technique aseptique.

Avantages

- Non-allergisant Constitué uniquement de gaze de coton hydrophile et de paraffine, il ne contient aucune des substances habituellement incriminées dans les allergies de contact aux pansements gras.
- Non-adhérent Le bourgeon charnu n'est pas altéré lors du retrait du pansement grâce au taux élevé d'imprégnation en paraffine (1,75 g/dm²)
- Aéré Les larges mailles de la gaze favorisent le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération. L'absorption de ces exsudats est assurée par un pansement secondaire adapté.
- Non médicamenteux Jelonet peut être associé à un topique

Indications

- Brûlures
- Sites donneurs et receveurs de greffes
- Lacérations, abrasions et autres plaies avec perte de substance cutanée.
- Ulcères de jambe