



Numéro d'article	030212
Prix HT	5,09 €
Prix TTC	6,16 €
Stock	en stock

Description

Compresses stériles 5x5cm La compresse est un pansement hypoallergénique adapté au soin de différents types de plaies. Ce pansement est résistant, doux et respirant, ce qui garantit le confort lors d'une utilisation prolongée. Il est composé de 70 % de viscose et de 30 % de polyester, ce qui contribue à la grande capacité d'absorption et à la douceur de la compresse.

Application

La compresse non tissée convient parfaitement au traitement des plaies complexes et stagnantes. Son pouvoir absorbant élevé absorbe efficacement l'humidité, ce qui permet de garder la plaie propre et sèche. Ce type de compresse offre deux fonctions principales :

- Absorption du liquide de la plaie pour soutenir le processus de cicatrisation.
- Couvrir la plaie pour la protéger des influences extérieures et des infections.

Application à différentes phases de la plaie

Le pansement non tissé peut être utilisé dans les différentes phases du processus de cicatrisation de la plaie selon le système de classification WCS, à savoir :

- Phase noire (nécrotique)
- Phase jaune (fibrineuse)
- Phase rouge (granulation)

Contenu

- Compresses stériles 5x5cm - 25 x 2 enveloppes - 4L