

<b>Numéro d'article</b>	020728
<b>Prix HT</b>	48,97 €
<b>Prix TTC</b>	59,25 €
<b>Stock</b>	Plus que 4 en stock

## Description

---

### Leukomed® skin sensitive

Leukoplast Leukomed skin sensitive est un plâtre insulaire stérile, souple, non tissé, avec un adhésif en silicone, destiné à protéger les plaies sur une peau très sensible et fragile.

- Dommages ou douleurs minimales lors du retrait: Conçu pour réduire le risque d'endommagement de la peau par les couches adhésives, notamment par rapport aux couches adhésives standard.
- Radiotransparent: Comme il est radiotransparent, il n'est pas nécessaire de le retirer pour les radiographies ou les IRM.
- Doux pour les peaux sensibles ou fragiles: convient aux personnes âgées à la peau fragile, aux patients dont la peau est affectée par une maladie, un médicament ou un traitement de longue durée, et aux nourrissons.
- Absorbant: La compresse a un bon pouvoir d'absorption et peut supporter des niveaux d'exsudat faibles à modérés.
- Stériles: stériles et parfaitement adaptées à la couverture des plaies après une opération, les compresses réduisent le risque d'infection.
- Suture douce pour la peau: conçue pour être douce pour la peau et bien tolérée même par les peaux sensibles.
- Respirant: sa perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau permet à la peau de respirer.
- Ne colle pas à la plaie: la compresse est conçue pour ne pas coller à la plaie, évitant ainsi tout dommage supplémentaire.