



<b>Numéro d'article</b>	040010
<b>Prix HT</b>	9,13 €
<b>Prix TTC</b>	11,05 €
<b>Stock</b>	Plus que 4 en stock

## Description

Leukoplast Elastic est un enduit élastique résistant pour le traitement rapide et hygiénique des blessures légères. Leukoplast Elastic est un pansement de premier secours adapté à la peau pour le soin des petites plaies et des plaies démaquillantes. L'utilisateur professionnel a besoin d'enduits fiables, flexibles et conviviaux. L'assortiment de Leukoplast est composé en fonction de ces besoins.

**Les pansements Leukoplast ne contiennent pas de latex et conviennent donc aux patients allergiques.**

Grâce à la forte adhérence, les enduits restent bien en place. Un nouveau mécanisme dans le distributeur permet de gagner du temps lors de la manipulation. La gamme Leukoplast propose des enduits adaptés à toutes les applications et à tous les types de peau. Les enduits sont disponibles en trois largeurs différentes par mètre et peuvent être découpés individuellement sur mesure.

# Leukoplast Elastic peut être utilisé pour couvrir et protéger les blessures, idéal pour les parties mobiles du corps.

Le plâtre est très flexible et idéal pour les parties du corps en mouvement, comme le genou ou le coude. L'élasticité de l'élastique Hansplast s'étend sur toute la largeur, y compris le coussinet de la plaie. Cette élasticité est obtenue par l'utilisation de fils de polyamide en combinaison avec une technique de tissage spéciale. Hansplast elastic est rendu respirant et perméable (microporeux) par un procédé spécial qui prévient les problèmes de peau. La couche adhésive est constituée de caoutchouc d'oxyde de zinc.

## Caractéristiques

- Particulièrement flexible
- Fiabilité de l'adhérence
- Respirant