



<b>Numéro d'article</b>	040038
<b>Prix HT</b>	18,54 €
<b>Prix TTC</b>	22,43 €
<b>Stock</b>	Plus que 6 en stock

## Description

Leukoplast Plâtre élastique pour doigts est utilisé pour couvrir et protéger les plaies, idéal pour les parties mobiles du corps. Pansements de premiers soins adaptés à la peau pour le soin des petites plaies hydrofuges. L'utilisateur professionnel a besoin d'enduits fiables, flexibles et conviviaux. La gamme Leukoplast a été composée en fonction de ces besoins.

**Les pansements Leukoplast ne contiennent pas de latex et conviennent donc aux patients allergiques.**

Grâce à la forte adhérence, les enduits restent bien en place. Un nouveau mécanisme dans le distributeur permet de gagner du temps lors de la manipulation.

## Caractéristiques

- Particulièrement flexible

- Fiabilité de l'adhérence
- Respirant

Un sparadrap pour les doigts est un sparadrap extra-long pour traiter les plaies du doigt. L'enduit pour les doigts est composé d'une bande adhésive courte et longue et d'un coussinet enroulé. Après avoir d'abord collé le côté court, la longue bande adhésive peut être enroulée plusieurs fois autour du doigt, ce qui garantit que le doigt reste collé, même si les doigts sont pliés.