



Numéro d'article	043700
Prix HT	4,32 €
Prix TTC	5,23 €
Stock	en stock

Description

Pansement adhésif médical doux avec un support non tissé.

Caractéristiques et avantages

- Doux pour la peau
- Facile à couper sur mesure
- Étirable : épouse parfaitement les contours du corps
- Hypoallergénique et sans latex

Applications possibles

- Fixation de bandages postopératoires
- Comme pansement de recouvrement sur une gaze
- Fixations sur les zones où la peau s'étire (par ex. œdème, gonflement, formation d'hématomes ou sur les articulations)