



Numéro d'article	023032
Prix HT	46,26 €
Prix TTC	55,97 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Le coussinet aluminisé des pansements Metalline est constitué d'un non-tissé souple et doux, exceptionnellement fin, avec de bonnes propriétés de drainage. Le drainage nécessite un soin rapide et adéquat de la plaie. Les particularités typiques de Metalline sont particulièrement évidentes dans ces indications, comme l'élimination rapide de l'exsudat, qui réduit le risque d'infection. La surface lisse ne colle pas à la plaie.

Pour le soin des plaies et pour l'application de canules trachéales au trachéostome et aux drains de gros calibre.

Propriétés de la compresse Metalline Tracheo:

- Réduction du risque d'adhérence à la plaie.
- Bhangement de pansement relativement indolore
- Protège la plaie
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Souple et doux

- Drainage adéquat
- Diamètre de trou de 12-19 mm variable pour Charrière 31-50