




Micropore Ruban adhésif à base de silicone- 2,5cm x 5m - par rouleau

08/10/2025 22:22:07



Numéro d'article	040535
Prix HT	7,27 €
Prix TTC	8,80 €
Stock	en stock

Description

Ruban médical hypoallergénique à base de silicone.

Le ruban de silicone 3M est un ruban adhésif à base de silicone qui est totalement hypoallergénique.

La couche adhésive du ruban de silicone 3M est plus souple que celle des pansements traditionnels. Une couche adhésive en silicone brevetée est utilisée à la place. Cela fait de la bande de silicone 3M un emplâtre de silicone amovible sans douleur. Il peut être utilisé sur les peaux (très) sensibles ou fragiles. La force adhésive du ruban reste la même pendant toute la période de fixation. Après avoir été retiré, l'enduit adhésif peut être réappliqué sans perdre son pouvoir adhésif.

Caractéristiques

- Risque minimal de lésions cutanées lors du retrait du ruban adhésif.
- Peut être retiré presque sans douleur grâce à la couche adhésive unique et brevetée en silicone.
- Une bande adhésive souple assure une fixation fiable
- Facile à déchirer grâce aux perforations en longueur et en largeur
- Après avoir été retiré, le plâtre adhésif peut être réappliqué sans perdre son pouvoir adhésif.
- Hypoallergénique pour éviter les problèmes de peau

Indications

- Peau vulnérable/sensible
- Patients présentant une allergie au latex