



Numéro d'article	040527
Prix HT	1,44 €
Prix TTC	1,74 €
Stock	en stock

Description

Sparadrapp Blanc en papier avec dévidoir - Micropore

Caractéristiques:

- Un Sparadrapp microporeux hypoallergénique.
- Bonne adhésivité.
- Son ablation est indolore.
- Micro aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Adhésif hypoallergénique très bien toléré par les peaux les plus sensibles.
- Couleur Blanche.

Indications du sparadrapp Micropore 3M :

- Fixation des pansements simples et peu épais.
- Fixation et maintien des pansements à renouvellement fréquent ou sur peau allergique ou très fragile (visage et oeil).

- Fixation de supports de poches de stomies ou autre dispositif.