

Numéro d'article	0977
Prix HT	4,27 €
Prix TTC	5,17 €
Stock	en stock

Description

Novosyn[®] Quick est une suture synthétique tressée et enduite à absorption rapide, faite de polyglactine 910. C'est décomposé par hydrolyse et offre une résorption prévisible et fiable. Novosyn[®] Quick est destiné à être utilisé dans les tissus mous lorsqu'un soutien de la plaie courte est souhaité.

Propriétés de Novosyn[®] Quick

- Profil de dégradation rapide et prévisible
- Surface lisse
- Résistance initiale élevée à la traction
- Une bonne sécurité des boutons
- Grande flexibilité et souplesse
- Excellente manipulation
- Absorption rapide de la masse

Résorption fiable

- Résistance à la traction après 5 jours: 50%
- Résorption complète en 45 jours