

Numéro d'article	092000
Prix HT	32,97 €
Prix TTC	39,89 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Sutures cutanées d' Omnistrip conviennent pour l' adhésion de petites plaies (coupures) qui ne nécessitent pas des points de suture.

Les strips cutanées d'Omnistrip sont les points de suture excellence avec une adhérence parfait.

Les sutures cutanées d' Omnistrip conviennent pour la fermeture de petites plaies (coupées) qui ne nécessitent pas de points de suture. Les sutures maintiennent les bords de la plaie ensemble. Cela contribue à une bonne cicatrisation des plaies et minimise les cicatrices. Les sutures cutanées sont élastiques et conviennent donc également aux parties mobiles du corps. Le gonflement autour de la plaie est également pris en charge. Notre gamme de [rincage des plaies](#) permet de garder la plaie propre et soignée. Pour la fermeture atraumatique de petites plaies et d'incisions chirurgicales sur des plaies à cicatrisation primaire ; également pour réduire la tension sur les bords de la plaie et stabiliser les cicatrices fraîches. Veillez à ce que la peau soit sèche et propre lors de l'application des sutures.

Caractéristiques des strips

Des sutures cutanées d' Omnistrip hypoallergéniques en non-tissé couleur peau avec adhésif polyacrylate. Les coins arrondis, extrêmement perméables à l'air et à la vapeur d'eau, pas de macération, adhérence sûre, peuvent être retirées sans douleur et sans laisser de résidus, indépendantes des radiations ; résistantes à la température.