



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 31002        |
| <b>Prix HT</b>          | 86,09 €      |
| <b>Prix TTC</b>         | 104,17 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

---

ZOLL AED Plus, piles au lithium de type 123, au nombre de dix (10) avec pochette de rangement

### Informations sur le produit

Le Zoll AED Plus est alimenté par des piles normales de type 123A au lithium et au dioxyde de manganèse.

Les piles Zoll AED Plus sont emballées par 10 dans une pochette de rangement pratique. Tant que le ZOLL AED PLUS n'a pas été utilisé pour la RCP, les accessoires à usage unique ne doivent être remplacés que tous les cinq ans.