

# PadPak (electrodes + batterie pour Samaritan 350P/360P/500P - pour adultes (validité min. 4 ans)

09/10/2025 00:29:50



<b>Numéro d'article</b>	131082
<b>Prix HT</b>	168,65 €
<b>Prix TTC</b>	204,07 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

Le HeartSine Samaritan PadPak est une combinaison de batterie AED et d'électrodes AED et convient aux DAE HeartSine Samaritan PAD 300P, 350P, 360P et 500P.

## PadPak se compose d'électrodes AED et de batterie

Le HeartSine Samaritan PadPak se compose d'électrodes AED et d'une batterie, vous n'avez donc pas à les acheter séparément. Le PadPak est compatible avec les DAE HeartSine Samaritan PAD 300P, 350P, 360P et 500P. Le Samaritan PadPak a une durée

de vie de 4 ans. Assurez-vous de remplacer le PadPak à temps pour garantir le bon fonctionnement du DAE.

## Vous n'avez donc plus à les remplacer séparément

Ce PadPak est une combinaison d'électrodes et de batterie, vous n'avez donc pas à les remplacer séparément. Une fois qu'un pari a été placé, vous devez remplacer complètement le PadPak. Même si la date sur le PadPak a expiré, vous devez le remplacer. Le PadPak est disponible en deux variantes.

Il existe une variante pour les patients adultes et une variante en particulier pour les enfants. Les enfants comprennent les personnes âgées de 1 à 8 ans ou de moins de 25 kilos. Remarque: Ceci est le PadPak à utiliser avec des patients adultes. [Un PadPak spécial](#) pour enfants est disponible pour les enfants (<25 kg).

