



<b>Numéro d'article</b>	040217
<b>Prix HT</b>	7,08 €
<b>Prix TTC</b>	8,57 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Ce pansement élastique est un pansement auto-adhésif non élastique pour le traitement rapide des blessures légères.

Ce pansement non stérile, auto-adhésif, n'adhère pas à la plaie et possède une capacité d'absorption particulièrement élevée.

Ce pansement rapide est utilisé pour couvrir et protéger les petites plaies superficielles.  
**Caractéristiques du pansement**

- Bandage élastique collant rapide avec compresse pleine longueur
- flexible et respirant
- ne colle pas dans la plaie
- application rapide sur toutes les parties du corps.