

Pansements bleu détectables - pour doigts - 2cm x 18 cm - 100u.

08/10/2025 22:22:03



Numéro d'article	040017
Prix HT	15,66 €
Prix TTC	18,95 €
Stock	en stock

Description

Les sparadraps bleus détectables sont des sparadraps bleus qui attirent l'attention avec une couche de métal qui peut être détectée par un détecteur de métal. Les sparadraps bleus pour les doigts sont en PE pour permettre à la peau de continuer à respirer. Ils sont également imperméables et doux pour la peau.

Grâce à sa longue partie adhésive, le plâtre est facile à enrouler autour du doigt pour qu'il reste fermement en place.

Les enduits détectables pour les doigts sont conformes aux normes HACCP. En cas de desserrage, le plâtre est également facilement détectable grâce à la feuille de détection dans le plâtre et convient donc à une utilisation dans les cuisines de restauration et dans l'industrie alimentaire.