



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 030500   |
| <b>Prix HT</b>          | 1,56 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 1,89 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Peha-haft<sup>®</sup> sans latex Peha-haft<sup>®</sup> est un bandage de fixation cohésif et élastique qui, grâce à son effet adhésif inégalé, simplifie considérablement toute forme de fixation du pansement.

## Bandage de fixation auto-adhésif sans latex, à double effet de collage

Peha-haft<sup>®</sup> sans latex a une extensibilité d'environ 85%.

- Utilisation économique grâce à un fort effet auto-adhésif
- Seules quelques bobines sont nécessaires pour une fixation sûre et durable du pansement.
- Ne s'attache pas à la peau, aux cheveux ou aux vêtements
- Perméable à l'air et doux pour la peau

# Application Peha-Haft<sup>®</sup>

Pour la fixation de tous types de bandages, en particulier pour les articulations et les parties coniques du corps; pour la fixation de canules, etc.

## Composition

37% coton/43% viscose/20% polyamide.