



| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 030501 |
| Prix HT | 1,86 € |
| Prix TTC | 2,25 € |
| Stock | en stock |

Description

Peha-haft[®] sans latex Peha-haft[®] est un bandage de fixation cohésif et élastique qui, grâce à son effet adhésif inégalé, simplifie considérablement toute forme de fixation du pansement.

Bandage de fixation auto-adhésif sans latex, à double effet de collage

Peha-haft[®] sans latex a une extensibilité d'environ 85%.

- Utilisation économique grâce à un fort effet auto-adhésif
- Seules quelques bobines sont nécessaires pour une fixation sûre et durable du pansement.
- Ne s'attache pas à la peau, aux cheveux ou aux vêtements
- Perméable à l'air et doux pour la peau

Application Peha-Haft[®]

Pour la fixation de tous types de bandages, en particulier pour les articulations et les parties coniques du corps; pour la fixation de canules, etc.

Composition

37% coton/43% viscose/20% polyamide.