



Numéro d'article	030511
Prix HT	10,82 €
Prix TTC	13,09 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Peha-haft sans latex Peha-haft est un bandage de fixation cohésif et élastique qui, grâce à son effet adhésif inégalé, simplifie considérablement toute forme de fixation du pansement.

Bandage de fixation auto-adhésif sans latex, à double effet de collage

Peha-haft sans latex a une extensibilité d'environ 85%.

- Utilisation économique grâce à un fort effet auto-adhésif
- Seules quelques bobines sont nécessaires pour une fixation sûre et durable du pansement.
- Ne s'attache pas à la peau, aux cheveux ou aux vêtements
- Perméable à l'air et doux pour la peau

Application Peha-Haft

Pour la fixation de tous types de bandages, en particulier pour les articulations et les parties coniques du corps; pour la fixation de canules, etc.

Composition

37% coton/43% viscose/20% polyamide.