



Numéro d'article	063004
Prix HT	9,44 €
Prix TTC	11,42 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Redigauz est un bas en jersey léger. Redigauz est idéal pour la fixation des bandages ou comme protection sous les plâtres

Disponible en différentes tailles

- 1,50cm - doigt
- 2,50cm - doigt + compression/pointe
- 3,50cm - main/bras enfant
- 5,50cm - jambe enfant, bras adultes
- 6,50cm
- 7cm - pattes adultes grandes