



<b>Numéro d'article</b>	020299
<b>Prix HT</b>	8,95 €
<b>Prix TTC</b>	10,83 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Compresse stérile en coton 8 plis Selefa pour désinfecter, nettoyer et couvrir les plaies.

**Compresse de gaze de coton Selefa stérile 8 plis, emballée par 2 - 120 pièces.**

Cette compresse de gaze est une compresse stérile 100% coton destinée à nettoyer et à couvrir les plaies primaires fermées et les plaies secondaires en cours de cicatrisation. La compresse est constituée de 8 plis et se compose de gaze à 17 fils. Peut être utilisé dans toutes les phases de la cicatrisation des plaies. Les compresses sont emballées de façon stérile par paire. Le bord large permet d'ouvrir facilement l'emballage, même avec des gants.

**Disponible en deux tailles**

5 x 5 cm compresse emballés par paires - 120 pièces. 7,5 x 7,5 cm compress emballé comme un ensemble - 120 pièces.

# Conseils d'utilisation

Lavez et séchez vos mains. Pour une application sûre de la compresse, vous pouvez toujours porter des [gants](#). Sortez la compresse de son emballage. Si nécessaire, pré-humidifiez le tampon avec une solution nettoyante ou désinfectante et appliquez-le sur ou dans la plaie.