



Numéro d'article	020003
Prix HT	4,38 €
Prix TTC	5,30 €
Stock	sur commande

Description

Compresse de gaze Selefa Optimia non stériles 30 mm peuvent être utilisées pour l'absorption, nettoyage des plaies, protection, désinfection ou comme tampon pour les plaies.

Les compresse de gaze non stériles SELEFA Optimia sont fabriquées à base de fibres de coton blanchies respectueuses de l'environnement.

Les compresse sont produits conformément à la norme EN-14079 pour obtenir une douceur et une capacité d'absorption optimales. Les deppers sont conçus pour offrir une excellente absorption des fluides et de l'exsudat des plaies ou des abrasions.

Caractéristiques principales:

- Large éventail d'applications: nettoyage préopératoire de la peau, nettoyage des plaies, séchage, absorption, protection, etc.
- Gaze de coton blanchie au peroxyde sans chlore

- 100 % coton, faible peluchage
- Pré-traité avec du gaz EO
- Tissé à partir de 17 fils au cm².
- Peut être stérilisé

A côté de nos compresses de gaze Selefa non stériles, nous proposons également des [compresses de gaze](#) stériles dans nos gamme.