



Numéro d'article	091006
Prix HT	105,67 €
Prix TTC	127,86 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Perma-hand™ soie est une suture chirurgicale tressée noire non résorbable.

Silk® est une suture torsadée non résorbable, fabriquée à partir de fibres de soie naturelle.

Silk® est principalement indiqué pour les applications où des sutures non résorbables sont utilisées dans la pratique chirurgicale. Silk® est indiqué pour la chirurgie des yeux dans les tissus mous.

- Longueur: 75 cm
- diamètre du fil: 3-0
- couleur: noir
- 36 pièces par boîte