



Skin Staple Remover SMI - Avec manche ergonomique en plastique - par pièce

09/10/2025 00:30:46



Numéro d'article	09477
Prix HT	6,69 €
Prix TTC	8,09 €
Stock	en stock

Description

Skin Staple Remover SMI - Avec manche ergonomique en plastique est spécialement conçu pour un retrait facile et efficace des agrafes cutanées après une suture à l'aide de l'agrafeuse SMI.

Caractéristiques

- Convient aux agrafes cutanées de toutes marques
- Retrait rapide et facile
- Réduit la douleur et le risque d'infection

Emballage

- Emballage individuel stérile
- Avec poignée ergonomique en plastique

Mode d'emploi

1. Placer l'extracteur sous l'agrafe.
2. Presser ensemble pour retirer l'agrafe en toute sécurité.

Afbeeldingen

